

Терапия, медицинский уход и манипуляционная техника

наименование	КОЛ-ВО	изображение
<p>Симулятор, имитир. тело человека в полный рост, для отработ. навыков мед.помощи</p>	1	
<p>Симулятор, имитир. полное тело человека (женщины), предн. для обуч. навыкам по уходу за пациентом</p> <p>Симулятор прикроватного монитора</p>	2	

<p>T17 Тренажер "Степа" тренажер для отработки навыков при травме и спасения утопающего</p>	<p>1</p>	
<p>Тренажер для медицинской сестры Т4</p>	<p>1</p>	
<p>Манекен по уходу за пациентом P10</p>	<p>1</p>	

<p>Тренажер зондирования и промывания желудка человека со сменным желудком, модель ЗиК-15</p>	<p>1</p>	
<p>Тренажер торс человека для ухода</p>	<p>4</p>	

Набор ранений и поражений

2



Накладка для инсулиновых, подкожных и внутримышечных инъекций

2




Тренажер для зондирования и промывания желудка


2



<p>Тренажер для катетеризации мочевого пузыря (женский)</p>	<p>2</p>		 A female urinary catheter training simulator. It consists of a light-colored plastic pelvic model with a female urethra opening. Accompanying items include a white catheter with a red tube, a black power adapter, a white cylindrical component, and a red power cord.	
<p>Тренажер для катетеризации мочевого пузыря (мужской)</p>	<p>2</p>		 A male urinary catheter training simulator. It consists of a light-colored plastic pelvic model with a male urethra opening. Accompanying items include a white catheter with a red tube, a black power adapter, a white cylindrical component, and a red power cord.	

Тренажер постановки клизмы и внутримышечных инъекций	2	
Тренажер рука для внутривенных инъекций (на пластиковой подставке)	10	



<p>Тренажер рука для внутрикожных и внутривенных инъекций (на деревянной доске)</p>	<p>10</p>	
<p>Тренажер голова человека для ухода</p>	<p>4</p>	
<p>Имитатор лечения пролежня</p>	<p>1</p>	

<p>Имитатор постановки клизмы</p>	<p>1</p>	
<p>Модель для интубирования желудка через носовые отверстия</p>	<p>1</p>	
<p>Тренажер для внутривенных инъекций P50</p>	<p>1</p>	

<p>Тренажер для внутримышечных инъекций P55 (плечо с датчиком)</p>	<p>1</p>	
<p>Тренажер для внутримышечных инъекций(модель верхней части ноги) P56</p>	<p>1</p>	
<p>Усовершенствованный макет руки для освоения навыков венепункции и инъекций (цвет кожи - черный)</p>	<p>1</p>	

<p>Усовершенствованный макет руки для освоения навыков венепункции и инъекций.белый цвет кожи</p>	<p>1</p>	
<p>Ягодичный тренажер инъекций</p>	<p>1</p>	

Многофункциональный тренажер головы	1		
Тренажер для зондирования и промывания желудка	1		

Тренажер для катетеризации мочевого пузыря (мужчина, женщина)	2			
Тренажер для практики подкожных инъекций	15			

<p>Тренажер ягодица для внутримышечных инъекций</p>	<p>3</p>	 An anatomical model of a human buttock, light tan in color, used for training intramuscular injections. It is positioned on a white surface. In front of the lower part of the buttock, there is a small white plastic tray containing five clear plastic syringes with blue markings.
<p>Тренажер ягодица для постановки клизмы</p>	<p>4</p>	 An anatomical model of a human buttock, light pink in color, used for training rectal enema placement. It features a semi-circular orange-colored area on the upper part of the buttock, representing the rectum. Below this area, there is a brown-colored structure with two blue circular markers, representing the anal canal and rectum.